

DP-50

iTouch™:

Die Bildoptimierung per Knopfdruck optimiert die Uniformität und den Dynamikbereich, sehr bequem und effizient

Speckle-Reduktion dank iClear™:

Abmessung der Bildgröße zur intelligenten Erkennung von verschiedenen großen Strukturen, verbessert die Genauigkeit

Phaseninversion bei harmonischer Bildgebung:

Verbessert die Kontrastauflösung und Bildqualität durch Trennung der Basisfrequenz und Harmonieinhalt




15" LCD-Monitor
schwenkbar



Hintergrundbeleuchtete
Bedieneinheit



Große Sondenauswahl



zwei Sondenanschlüsse

~~8.268,00€~~
inkl. MwSt.
6.890,00€
inkl. 1 Convexsonde
und MwSt.

...ausgestattet wie die großen
zum kleinen Preis!



FAXANTWORT FAX: 01 890 41 83 22

Ja, ich interessiere mich für eine
Gerätepräsentation

Name, Vorname

Ja, ich möchte Unterlagen über das Gerät
Prospekte

Adresse

Ich bestelle hiermit
Kaufen

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Aktion zeitlich begrenzt solange Vorrat reicht - Irrtümer vorbehalten - es gelten unsere AGBs

DP-6900

Der Allrounder

DP-6900 Haupteinheit

- . 10-Zoll-Monitor non-interlaced
- . THI (Tissue Harmonic Imaging)
- . iStation™ Patienten-Informationsverwaltungssystem
- . Zwei USB-Anschlüsse
- . 400 MB Speicherkapazität für Standardbilder
- . Messungs- und Berechnungssoftwarepakete
- . Ein Schallkopfanschluss

5.650,00€

inkl. 1 Convexsonde
zzgl. MwSt.

...TSI gewebespezifische
Bildgebung



Große Sondenauswahl



Tastatur
schwenkbar



Hintergrundbeleuchte
Bedieneinheit

FAXANTWORT FAX: 01 890 41 83 22

Ja, ich interessiere mich für eine
Gerätepräsentation

Name, Vorname

Ja, ich möchte Unterlagen über das Gerät
Prospekte

Adresse

Ich bestelle hiermit
Kaufen

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Aktion zeitlich begrenzt solange Vorrat reicht - Irrtümer vorbehalten - es gelten unsere AGBs